

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：アルジネート印象材

小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	アローマファイン プラス	アローマファイン ミキサータイプ	ハイテクニコール
			
	<p>成分配合のバランスの最適化により、従来よりもすばやく粉と液がなじみ、その時間わずか3秒!もちろん、粉の飛び散りもなく、練和作業がスピーディーに完了。</p> <p>■種類：ノーマル、ファスト、スロー ■包装：粉末5kg</p>	<p>水との馴染みやすさを大幅に向上させるなど、自動練和に適した性能を持つ自動練和機専用のアルジネート印象材。初めての練和でも気泡やダマのないなめらかなペーストに仕上がります。</p> <p>■包装：粉末5kg</p>	<p>ゲル化が完了するとブルーから白色へ変色。撤去のタイミングが一目で分かる。温度によるゲル化時間の変化が少なく、いつも同じタイミングで使用できます。口腔内保持時間は約2分30秒です。</p> <p>■包装：粉末5kg</p>
規格			
定価	各 ¥21,200	¥21,200	¥22,200
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)トクヤマデンタル
商品名	アローマペースト	アローマ インジェクション	トクヤマA-1 α
			
	<p>アローマペーストミキサーによる自動練和を可能とした専用の印象材。寒天とのすぐれた接着性や適度なチキソトロピー性、すぐれた細部の再現性などアローマファインの特性そのまま。</p> <p>■包装：Aペースト(980g)×4袋 Bペースト(1850g)5kg×2袋</p>	<p>狙ったところに溜まり、圧をかければ縁下等の細部まで広がるカートリッジ型アルギン酸塩印象材。操作時間は約30秒。寒天よりも引き裂き強さが高く、ちぎれにくいです。</p> <p>■包装：カートリッジ64g(50mL)×2本</p>	<p>アルギン酸カリウムを100%採用したアルジネート印象材。カリウムイオン効果により、強固な寒天接着性と緻密な石膏表面を実現。</p> <p>■種類：ノーマル・ファースト ■包装：5kg/10kg</p>
規格			
定価	¥16,300	¥4,960	(5kg) ¥20,500 / (10kg) ¥40,500

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：アルジネート印象材

小分類名：

メーカー	(株)トクヤマデンタル	(株)ニッシン	(株)ニッシン
商品名	トクヤマAP-1	アルフレックス ダストフリー	アルフレックス デンチャー
	 <p>トクヤマAPミキサーⅡ、トクソー APミキサー専用のペーストアルジネート印象材。滑沢な印象面、緻密な模型表面が得られます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類：ノーマル、ファスト、スロー</li> <li>■包装：硬化材 ペーストパック 2本 基材 ペーストパック 8本</li> </ul>	 <p>粉と水とのなじみが良く、練り易さを大幅に向上。寒天印象材との接着性も良好で、硬石膏、超硬石膏との相性も良い。自動練和器での練和にも適しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類：ノーマルセット(ピンク) ファストセット(ブルーグリーン)</li> <li>■包装：各1箱5kg(1kg×5袋)</li> </ul>	 <p>義歯の一次印象に適したアルギン酸塩印象材。従来のアルギン酸塩印象材より練和後の粘度が高く、辺縁部の可動粘膜を無理なく押し広げられ、広く高精度に印象を採得することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■色調：ホワイト</li> <li>■包装：1kg</li> </ul>
規格			
定価	各 ¥ 29,800	各 ¥ 23,100	¥5,300
メーカー	日本歯研工業(株)	日本歯研工業(株)	サンエス石膏(株)
商品名	スターミックス	パナコール SE	ニューアルジスター
	 <p>細部再現性は20ミクロンの細線を超硬石膏の場合でも鮮明に再現し、ISO規格のクラスA(クラウン&amp;ブリッジ用)に適合します。さらに表面粗さはシリコン印象材に匹敵する滑沢な面。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類：ノーマル・ファースト</li> <li>■包装：1.2kg缶入／5kgパック</li> </ul>	 <p>ストフリータイプ。20ミクロンの細線の再現が可能でISO規格のクラスA(クラウンブリッジ用)に適合。粉末の嵩比重も小さく、混水量も多い。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類：ノーマル・ファースト</li> <li>■包装：1kg缶入(ノーマルのみ) 5kgパック(ノーマル、ファースト)</li> </ul>	 <p>ダストフリータイプ。水になじみやすく、スピーディーに均一に練和。硬質石膏、超硬質石膏のどちらを用いても、模型面がなめらかに仕上がる。寒天印象材との連合印象が可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類：ノーマル・ファースト・スロー</li> <li>■包装：5kg×2</li> </ul>
規格			
定価	(取り扱い中止)	(取り扱い中止)	各 ¥ 44,000

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：アルジネート印象材

小分類名：

メーカー 商品名	クルツアージャパン(株) アルギノプラスト	クルツアージャパン(株) アルギノプラスト EM	クルツアージャパン(株) アルギノプラスト クリーム
	 <p>寒天印象材との接着性に優れ、連合印象に最適です。 マイクロファイン粒子とダストフリータイプなので練和が簡単。</p> <p>■種類：ノーマル/ファスト ■包装：10kg(500g包装×20ヶ入)</p>	 <p>寒天印象材との接着性に優れ、連合印象に最適です。 マイクロファイン粒子とダストフリータイプなので練和が簡単。 爽やかなミント風味を配合。</p> <p>■種類：ノーマル/ファスト ■包装：5kg(500g包装×10ヶ入)</p>	 <p>クリームのような水なじみのよさで、5<math>\mu</math>mの高い細線再現性を実現。高品質な原材料に加え、新たに親水性を高める界面活性剤を添加。水とのなじみがより一層良好になりました。スペアミントの香。</p> <p>■種類：ノーマル/ファスト ■包装：5kg(500g包装×10ヶ入)</p>
規格			
定価	各 ¥47,590	各 ¥24,050	各 ¥24,500
メーカー 商品名	睦化学工業(株) アルフィーナ ネオ	(株)ビー・エス・エーサクライ プライムアルギン	(株)ビー・エス・エーサクライ ドクターアルギン
	 <p>子どもや高齢者にも好評のストロベリー</p> <p>水馴染みに優れ、軽い練和感で素早く練和できる。親水性が良くムラの無い均一なペーストを実現。</p> <p>■種類：ノーマル、ファースト、スロー、ノーマルストロベリー ■包装：各5kg</p>	 <p>撤去時付着した血液がみやすく、水洗時の確認が容易なホワイトカラーのアルギン酸塩印象材。ダストフリータイプで素早く水となじみダマになりません。短時間できめ細かい滑らかなペーストに仕上がります。</p> <p>ノーマル(ミント) ■包装：500g/500g×10袋</p>	 <p>DFタイプ。素早く水となじみダマになりません。短時間できめの細かい滑らかなペーストに仕上がります。強固な寒天接着性と滑沢な石膏模型が得られます。</p> <p>■種類：ノーマル(ミント、ストロベリー、バナナ) ファースト(ミント) ■包装：1kg/1kg×5</p>
規格			
定価	各 ¥28,000	(500g) ¥500 / (5kg) ¥4,200	(1kg) ¥1,600 / (5kg) ¥8,000

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：アルジネート印象材

小分類名：

メーカー 商品名	吉野石膏販売(株) フィットインプレス	スリーエムヘルスケア(株) ペンタ アルジネート 印象材	イボクラールビバデント社 アキュデント XD
	 <p>高い精度と滑沢な印象面が得られるように厳選されたアルギン酸ナトリウムとアルギン酸カリウムを使用し、石膏模型製作に適した配合バランス。  <b>■種類:</b> ノーマル(ピンク)、ファスト(グリーン)、ノーマル(無香料、無着色)、  <b>■包装:</b> 各10kg(1kg×5袋)×2</p>	 <p>爽やかなアップルミントの香りで不快感を和らげます。ペンタミックス印象材自動練和器での練和により、均一な練和が可能です。また寒天とのなじみが良く、緻密な模型表面が得られます。  <b>■包装:</b> 360mL × 5セット 360mL × 20セット</p>	 <p>(義歯用印象材)無菌顎用トレー材とシリンジ材を組み合わせ使用し、それぞれの特長を活かした高精度の印象が採れるため、自由診療のデンチャー製作に適しています。  <b>■種類:</b> シリンジ マテリアル 9g×12 トレー マテリアル 24g×12 トライアルキット 1セット</p>
規格			
定価	各 ¥44,000	(5入) ¥6,200 / (20入) ¥21,920	¥2,400 / ¥4,500 / ¥34,000
メーカー 商品名	大成歯科工業(株) / モリタ アルヂックス ペースト		
	 <p>ゲル化反応にマッチした変色性(ピンク→白色)により、失敗なく使用でき、練り易く印象も正確な品質安定したペースト状印象材です。  <b>■包装:</b> 5kg</p>		
規格			
定価	¥7,200		

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：アルジネート印象材  
 小分類名：アルギン酸接着材

メーカー 商品名	(株)ジーシー テクニコールボンド	(株)ジーシー アローマボンド	(株)トクヤマデンタル アルジボンド
	 <p>金属、プラスチック、レジン、モデリングなどのトレー内面に一層塗布することによりアルジネート印象材をトレー面に強固に接着させます。</p> <p>■包装：液1本30g、稀釈材1本10g、筆1本</p>	 <p>「アローマペースト」用に開発した接着剤です。金属トレーや各個トレーなどの内面に一層塗布することによりアルジネート印象材をトレー面に強固に接着させます。</p> <p>■包装：液1本30g、稀釈材1本10g、筆1本</p>	 <p>・メタルトレーとの接着。                  ・レジントレーとの接着。                  ・汎用アクリルレジンとの接着。                  ・アルギン酸塩印象材硬化体との接着。</p> <p>■包装：ボンド(30mL)1本                  レジントレープライマ(20mL)1本</p>
規格			
定価	¥1,590	¥2,910	¥4,500
メーカー 商品名	(株)トクヤマデンタル メタルトレーボンド		
	 <p>アルジネート印象材用金属トレー接着材(トクヤマAP-1用)                  金属トレーの内面に一層塗布することにより、トクヤマAP-1と金属トレーとを剥がれにくくします。</p> <p>■包装：液 100mL 1本</p>		
規格			
定価	¥3,100		

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：アルジネート印象材

小分類名：保存容器

メーカー	(株)ジーシー	(株)トクヤマデンタル	睦化学工業(株)
商品名	チャッピー	Qボックス	ワンタッチBOX
			
	<p>密閉性と底面のスベリ止めによる安定性の向上に加え、開閉操作が簡単。スリキリの位置は、自由に設定できます。アルジネート印象材をはじめ、石こう、埋没材の収納にお使いいただけます。</p> <p>■包装：1個入</p>	<p>多目的保管容器(アルギン酸塩印象材・石膏) シリコンパッキンで気密性があり、ワンタッチで開閉できます。</p> <p>■色調：ピンク、ブルー ■包装：1個入</p>	<p>片手で持ち運べるフィンガーハンドル付。しかも指先でワンタッチオープン。清潔感いっぱいの素敵なデザインがワークルूमをパッと明るくします。</p> <p>■包装：1個入</p>
規格			W15.9×D15.9×H19.4mm
定価	¥2,680	各 ¥ 3,300	¥3,400
メーカー	(株)菱化デンタル	サンエス石膏(株)	吉野石膏販売(株)
商品名	ゆかちゃんBOX	SSSマルチパウダーボックス	サクラボックス
			
	<p>PUSHボタンを押すだけでワンタッチで開く石膏・印象材用のプラスチック保管容器です。開口部には弾性のあるすり切りがあり、片手でスピーディに計量が行えます。</p> <p>■包装：1個入</p>	<p>石膏・印象材を保存する容器です。ワンタッチ開閉で使いやすく、内部のすり切り板で計量しやすくなります。</p> <p>■包装：1個入</p>	<p>■包装：1個入</p>
規格			
定価	¥3,000	¥2,800	¥2,500